


複合式軀幹柔軟度測試儀 (Model : LT-MBS-070-MT)



本儀器可以提供兩種量測模式

模式一：水平放置，進行一般人的背靠牆壁坐地上量測。

模式二：傾斜 26.2 度，進行銀髮族的椅子坐姿體前彎軀幹柔軟度量測。

數據量測：具顯示介面，使用者可輕易確認量測結果與單位(公分)。

數據傳輸：量測數據可透過藍牙無線介面傳輸，達到數據收集與紀錄的功能。

硬體規格

項目	規格
使用模式	水平(一般民眾)兩種量測模式或可傾斜26.2度(銀髮族)
尺寸	300mm(W)*300mm(H)*872mm(D)
電源	DC5V(附行動電源)
量測精度	±0.05cm
最小單位	0.1cm
量測範圍	0-70cm
連線方式	藍牙2.1+EDR
連續使用時間	大於20小時

